



PeriData Merkblatt

für die Praxis / Klink

ergänzt und geprüft am von

<p>Wie starte ich PeriData aus der Praxis-Software ?</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ Patienten-Akte in der Praxis-Software öffnen <p><i>fülle die Schritte ein, die in deiner Praxis-Software nötig sind:</i></p> <div data-bbox="563 685 1457 954" style="border: 1px dashed gray; height: 120px;"></div> <ul style="list-style-type: none">▶ das PeriData-Fenster zeigt die bisher gespeicherten Untersuchungen
<p>Wie sende ich die aktuelle Untersuchung vom Gerät zu PeriData?</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ PeriData aus der Akte starten >> wartet auf Daten▶ beim Speichern am Ende der Untersuchung werden die Daten automatisch gesendet <p><i>?? streiche das aus wenn es nicht automatisch ist und fülle die Schritte ein, die in deinem Perimeter notwendig sind:</i></p> <div data-bbox="563 1375 1457 1507" style="border: 1px dashed gray; height: 60px;"></div>
<p>Wie sende ich gespeicherte Untersuchungen vom Gerät zu PeriData ?</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ klicke auf den roten Perimeter-Button >> ein Fenster öffnet sich <div data-bbox="1246 1541 1457 1639" style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"></div> <ul style="list-style-type: none">▶ klicke auf den Button ? HILFE >> eine genaue Beschreibung für dein Gerät wird gezeigt
<p>Wo rufe ich bei Problemen an ?</p>	<ul style="list-style-type: none">▶ +49 22 044 264 770▶ Deutschland 022 044 264 770▶ email: info@peridata.com